

admira

## Las lentes progresivas de última generación.

La adaptación más cómoda para la vista cansada.

### Perfil del usuario

- Nuevos présbitos o ya usuarios, dinámicos y exigentes, que desean una visión cómoda a todas las distancias desde el primer momento.

### Características técnicas

- Forma ovalada.
- Exclusivo **diseño OPTIPAR.**
- 85% de la adición a 13 mm.
- Máxima suavidad en cambios de potencia.
- Reducción espesor centro hasta 48% respecto otras progresivas.

### Ventajas para el usuario

- Campos de visión más amplios.
- Aberraciones ínfimas y suaves.
- Adaptación asegurada y rápida.
- Visión nítida, sin reflejos. Antisuciedad y más fáciles de limpiar.