

# Am ply

**Lentes progresivas  
de altas prestaciones.**  
Óptima relación calidad-precio.

#### Perfil del usuario

- Présbitas que acceden a las lentes progresivas y buscan altas prestaciones con una buena relación calidad-precio.

#### Características técnicas

- Forma ovalada.
- 85% de la adición a 12 mm.
- Reducción espesor centro hasta 48% respecto otras progresivas.

#### Ventajas para el usuario

- Fácil adaptación.
- Amplio campo visión lejos/cerca.
- Visión intermedia optimizada.
- Progresión suave y sin saltos.
- Visión lejana, intermedia y de cerca extremadamente cómodas.
- Excelente calidad-precio.
- Visión nítida, sin reflejos. Antisuciedad más fáciles de limpiar.