

Hi-fin 1.7

Finura es alta tecnología



Lentes orgánicas ultrarreducidas de índice 1.7

Características

- Alta tecnología en lentes orgánicas de ultra-alto índice.
- Gran finura y ligereza: lentes hasta un 25% más finas y un 25% más ligeras que las lentes orgánicas de alto índice.
- Lentes de geometría esférica que proporciona:
 - Lentes más planas.
 - Lentes de espesor y peso reducido.
 - Mayor calidad óptica.
- Alta resistencia y elasticidad.
- 100% protección UV.
- Lentes Natural Indo Efecto Autolimpieza. Sin reflejos y más fáciles de limpiar.

Índice (nd)	1.7
Abbe	36
Densidad (g/cc)	1,41
Transmitancia (%)	96.7
Reflexión (%)	3,3
Absorción UV (nm)	400

* Datos correspondientes a lentes Natural Indo Efecto Autolimpieza.

Beneficios de la lente

- Lentes de altas prestaciones y última tecnología que aportan comodidad, seguridad, estética y calidad óptica. Adaptables a un amplio abanico de monturas minimalistas y de última tendencia.

Perfil

- Usuarios de altas graduaciones que valoran por encima de todo la innovación, el vanguardismo y la estética minimalista.