

Hi-fin 1.76

Finura es alta tecnología



Lentes orgánicas ultrarreducidas de índice 1.76

Características

- Tecnología punta y exclusiva en lentes orgánicas de ultra-alto índice.
- Alta finura y ligereza: las lentes orgánicas de ultra-alto-índice más finas y ligeras del mercado.
- Lentes de geometría esférica que proporciona:
 - Lentes más planas.
 - Lentes de espesor y peso reducido.
 - Mayor calidad óptica.
- Alta resistencia y elasticidad.
- 100% protección UV.
- Lentes Natural Indo Efecto Autolimpieza. Sin reflejos y más fáciles de limpiar.

Índice (nd)	1.76
Abbe	30
Densidad (g/cc)	1,49
Transmitancia (%)	96
Reflexión (%)	3,3
Absorción UV (nm)	400

* Datos correspondientes a lentes Natural Indo Efecto Autolimpieza.

Beneficios

- Las lentes más finas del mercado, exclusivas de Indo, con las más altas prestaciones y tecnología punta aplicada. Por ello son las más finas, ligeras y vanguardistas. Adaptables a todo un abanico de monturas minimalistas y de última tendencia.

Perfil del usuario

- Usuarios de altas graduaciones que buscan la exclusividad, la innovación y la máxima finura y ligereza en sus gafas. Saben que la vanguardia tecnológica aporta más comodidad y estética.