

# Superfin 1.523

Finura es comodidad

## El referente en lentes orgánicas de índice 1.523

### Características

- Lente orgánica desarrollada por Indo de índice exclusivo 1.523.
- 25% más finas y 25% más ligeras que las lentes orgánicas convencionales.
- 50% más resistentes al impacto que las lentes orgánicas convencionales.
- Máxima blancura y transparencia.
- Coloreables en todas las tonalidades Indosol e Indocolor.
- Lentes Natural Indo Efecto Autolimpieza. Sin reflejos y más fáciles de limpiar.

### Beneficios de la lente

- Mayor comodidad y estética que las lentes orgánicas convencionales.
- Mayor seguridad en el manipulado. Altamente resistente a la abrasión.
- Calidad óptica excelente y máxima nitidez.

### Perfil

- Usuarios de graduaciones medias y bajas que buscan el equilibrio entre calidad visual y buenas prestaciones.

Índice (nd)	1.523
Abbe	48
Densidad (g/cc)	1,31
Transmitancia (%)	99,2
Reflexión (%)	0,8
Absorción UV (nm)	350

\* Datos correspondientes a lentes Natural Indo Efecto Autolimpieza.