

PARA LOS EXPERTOS EN LENTES PROGRESIVAS



Perfil Usuario:

Présbitas que ya han usado lentes progresivas anteriormente y que valoran las altas prestaciones tecnológicas.

Características técnicas:

- Fabricación mediante Tecnología Free-Form y CNC (Computer Numerically Controlled)
- Pulido flexible exclusivo
- Prescripción y superficie progresiva por la cara cóncava
- Opción XS para monturas pequeñas

Beneficios para el usuario:

- Amplios rangos de visión, nítida a todas las distancias.
- Mejor distribución de las aberraciones, para el usuario experto
- Mayor satisfacción y comodidad.