

## PARA LOS QUE SE INICIAN EN LENTES PROGRESIVAS



*life* **indo**  
**MADE**<sup>®</sup>  
Inicia



### **Perfil Usuario:**

Présbitas que acceden por primera vez a las lentes progresivas y valoran las últimas prestaciones tecnológicas.

### **Características técnicas:**

- Fabricación mediante Tecnología Free-Form y CNC (Computer Numerically Controlled)
- Pulido flexible exclusivo
- Prescripción y superficie progresiva por la cara cóncava
- Opción XS para monturas pequeñas

### **Beneficios para el usuario:**

- Mayor facilidad en la adaptación
- Aumento de la expansión del campo visual a todas las distancias
- Mejor distribución de las aberraciones para el usuario que se inicia
- Adaptación mucho más rápida