



Máximo confort en gafas envolventes



PARA USUARIOS DE GAFAS ENVOLVENTES QUE QUIERAN LA MEJOR CORRECCIÓN PARA SUS GAFAS Y LA MÁXIMA CALIDAD DE VISIÓN

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- Máximo confort en visión lejana e intermedia.
- Reducción de las aberraciones laterales.
- Amplia gama de protección solar: indoPOLAR, Indosol y SunMax.

VENTAJAS PARA EL ÓPTICO

- Posibilidad de graduar gafas de sol envolventes con un diámetro útil de hasta 90 mm y una envoltencia hasta 30°.
- Mayor confort del usuario debido a la compensación del ángulo de envoltencia.
- Una gama de protección ideal para cada situación.

Las lentes FreeMax Sport son lentes solares de altas curvaturas diseñadas específicamente para graduar gafas de sol envolventes con lentes de bases 6,7 y 8.

Gracias a la tecnología FreeMax, se tiene un control absoluto de la curva de la lente para una mejor experiencia visual en este tipo de monturas.

El resultado es una compensación prismática que satisface al usuario con el máximo confort visual en gafas solares envolventes.

Según las necesidades del usuario, puedes ofrecer dos lentes FreeMax Sport:

- Maxima Sport, para usuarios de lentes progresivas.
- UNImax Sport para usuarios de lentes monofocales.

BASES 6/7/8

